


# 300




## CSA Benodigdheden

**meebers** **medical**  
*Specialist in chirurgisch instrumentarium*

# 300

## CSA Benodigdheden

### Borstels en ragers



#### Doortrekrager RVS 400x60

644016 3 mm / verpakt per 10 stuks

#### Rager Nylon/RVS 300x100

644002 2 mm / verpakt per 10 stuks

644005 5 mm / verpakt per 10 stuks

644008 8 mm / verpakt per 10 stuks

644010 10 mm / verpakt per 10 stuks

644012 12 mm / verpakt per 10 stuks




#### Rager, star (lengte 45 cm)

45-667 5 mm / per 3 st.

45-668 10 mm / per 3 st.

45-669 15 mm / per 3 st.



#### Rager, star antibacteriologisch (lengte 45 cm)

45-447 5 mm / per 3 st.

45-448 10 mm / per 3 st.

45-449 15 mm / per 3 st.



#### Reinigingsborstel tbv tracheakanule

45205 groot 23 cm / verpakt per 3 stuks

45206 klein 10 cm / verpakt per 3 stuks



45918 **Reinigingsborstel  
dubbeleindig tbv  
laparoscopische  
trompetventielen**  
/ verpakt per 3 stuks

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl


# CSA Benodigdheden

## Borstels en ragers

# 300

### Rager-set (20 x 3 ragers) met 2 wandrekken (60 ragers)

(artikelnummer 4590)



- 3st.45-550 rager 61cm, 2,5mm oranje
- 3st.45-551 rager 61cm, 5mm groen
- 3st.45-552 rager 61cm, 7mm geel
- 3st.45-553 rager 61cm, 10mm rose
- 3st.45-539 rager 40,5cm, 5mm groen
- 3st.45-540 rager 40,5cm, 7mm geel
- 3st.45-541 rager 40,5cm, 10mm rose
- 3st.45-541-4 ragers 40,5cm, 12mm
- 3st.45-542 rager 30cm, 2mm rood
- 3st.45-543 rager 30cm, 3mm wit
- 3st.45-544-2 rager 30cm, 4mm blauw
- 3st.45-545-2 rager 30cm, 5mm groen
- 3st.45-546-2 rager 30cm, 6mm bruin
- 3st.45-905 rager 22cm tbv zuigbuis ch.5 (rood)
- 3st.45-906 rager 22cm tbv zuigbuis ch.6 (wit)
- 3st.45-907 rager 22cm tbv zuigbuis ch.7 (blauw)
- 3st.45-908 rager 22cm tbv zuigbuis ch.8 (bruin)
- 3st.45-909 rager 22cm tbv zuigbuis ch.9 (geel)
- 3st.45-910 rager 22cm tbv zuigbuis ch.10 (rose)
- 3st.45-911 rager 22cm tbv zuigbuis ch.11 (aqua)
- 3st.45-912 rager 22cm tbv zuigbuis ch.12 (oranje)

Alle modellen ook per soort te bestellen!!

### Rager-set ZONDER wandrekken (60 ragers):

Artikelnummer 4591NR



644024 **Reinigingsborstel**  
18 cm dubbeleindig / per stuk



153-500 **Reinigingsborstel**  
17 cm kunststof / per stuk



45825 **Reinigingsborstel groot**  
23 cm nylon / kunststof (wit)  
/ per stuk



694B **Reinigingsborstel groot**  
26 cm nylon / kunststof (blauw)  
/ per stuk

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl



#### Reinigingsborstel enkelzijdig

- 45303N nylon/kunststof 18 cm  
/ verpakt per 3 stuks
- 45303SS RVS/kunststof 18 cm  
/ verpakt per 3 stuks



#### Reinigingsborstel dubbeleindig

- M16 nylon/kunststof 18 cm  
/ verpakt per 3 stuks
- M16SS RVS/kunststof 18 cm  
/ verpakt per 3 stuks



#### Handborstels

- 1000 gesloten model / verpakt per 14 stuks
- 1001 open model / verpakt per 18 stuks
- 2000 combi model / verpakt per 14 stuks



Type II

Type I

#### Borstelautomaat RVS

- 1004 type I met hefboommechaniek
- 1005 bevestigingsset type I
- 1002 type II met klepmechanisme
- 1003 bevestigingsset type II



#### Houten borstels

- 609500 koperen borsteltje 10 cm / verpakt per 10 stuks
- 609498 RVS borsteltje 10 cm / verpakt per 10 stuks
- 609499 instrumentenborstel koper 25 cm (hout) / per stuk
- 609497 instrumentenborstel RVS 22 cm (hout) / per stuk
- 8168N reinigingsborstel hout/nylon / per stuk
- GK299 draadborsteltje koper 55 mm / per stuk
- Let op. Houten borstels zijn niet steriliseerbaar


**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# CSA Benodigdheden

## Borstels en ragers


# 300



24063 **Borstel dubbeleindig  
tbv flexibele scoop 240 cm**  
diameter klein = 3 mm  
diameter groot = 6 mm  
/ verpakt per 3 stuks




45-755 **Borstel, star tbv Acetabulum  
Ruimer (dubbel) 16 cm**  
diameter klein = 0,8cm  
diameter groot = 4,5cm  
/ verpakt per 3 stuks



**Rager, star tbv flexibele ruimers  
lengte 77,5 cm**

- 45-444 3 mm / verpakt per 3 stuks  
Z45-881 5 mm / verpakt per 3 stuks  
45-665 7 mm / verpakt per 3 stuks



**Borstelset 73-315-00  
(set van 5 borstels)**

- 73-315-13 210x60x13 mm  
73-315-15 230x65x15 mm  
73-315-20 230x95x20 mm  
73-315-25 230x95x25 mm  
73-315-28 215x95x28 mm

**Rager, star lengte 50 cm**

- 53755 10mm / per stuk  
53765 20mm / per stuk  
53785 40mm / per stuk

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# 300

## CSA Benodigheden

Borstels en ragers



**meekers medical**

Middenwetering 17  
 3543 AR Utrecht  
 T +31 (0)30-2612083  
 F +31 (0)30-2628915  
 www.meekersmedical.nl  
 info@meekersmedical.nl

# CSA Benodigdheden

## Borstels en ragers

# 300



73-33-80	73-335-60	73-340-75	73-351-50
490x150x80mm	490x160x60mm	420x130x75mm	330x130x50mm



73-356-15	73-359-18	73-361-15	73-365-08	73-367-16	73x370x95
410x190x8/20mm	290x110x18/33mm	315x80x15/25mm	415x70x8/15mm	1000x180x16mm	210x95mm

**meekers medical**

Middenwetering 17  
 3543 AR Utrecht  
 T +31 (0)30-2612083  
 F +31 (0)30-2628915  
[www.meekersmedical.nl](http://www.meekersmedical.nl)  
[info@meekersmedical.nl](mailto:info@meekersmedical.nl)

# 300

## CSA Benodigheden Warwick kunststof sterilisatietrays

### Warwick

Autoclaveerbare  
instrumententrays

- ✓ versterkte kanten
- ✓ vlakke en geribbelde bodem

L\* = Labelgat voor  
RFID tray-labels



nr.	Artikelnr.	Code	Afmeting
1	<b>IT1813</b>	tray	181x134x54mm
2	<b>IT1913</b>	tray	195x135x23mm L*
3	<b>IT2015</b>	tray	200x150x51mm
4	<b>IT2715</b>	tray	270x150x30mm L*
5	<b>IT3025</b>	tray	300x250x52mm
6	<b>IT4030</b>	tray	424x305x75mm
7	<b>ITL181</b>	deksel	bij IT1813
8	<b>ITL201</b>	deksel	bij IT2015
9	<b>ITL271</b>	deksel	bij IT2715
10	<b>ITL302</b>	deksel	bij IT3025

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# CSA Benodigdheden

## Warwick kunststof sterilisatietrays

# 300



## Warwick

*Autoclaveerbare instrumententrays met doorlaatbare of geperforeerde bodem*

- ✓ versterkte kanten
- ✓ geperforeerd of doorlaatbare bodem

L\* = Labelgat voor RFID tray-labels

nr.	Artikelnr.	Code	Afmeting
1	MIT2015	tray, doorlaatbaar	200x150x51mm
2	MIT2715	tray, doorlaatbaar	270x150x30mm L*
3	MIT2817	tray, doorlaatbaar	280x170x55mm L*
4	MIT3025	tray, doorlaatbaar	300x250x52mm L*
5	MIT4030	tray, doorlaatbaar	424x305x75mm L*
6	PIT3025	tray, perforatie	300x250x52mm
7	PIT4030	tray, perforatie	424x305x75mm
8	ITL201	deksel	bij MIT2015
9	ITL271	deksel	bij MIT2715
10	ITL287	deksel	bij MIT2817
	ITL302	deksel	bij MIT3025 & PIT3025

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# 300


## CSA Benodigdheden Warwick kunststof sterilisatietrays

### Warwick

Autoclaveerbare  
instrumententrays met  
doorlaatbare of  
geperforeerde bodem

- ✓ versterkte kanten
- ✓ geperforeerd of  
doorlaatbare bodem

L\* = Labelgat voor  
RFID tray-labels



nr.	Artikelnr.	Code	Afmeting
1	DINT2525	DIN tray	255x255x50mm L*
2	DINT4825	DIN tray	480x255x50mm L*
3	CIT1814	tray, 3 compartimenten	181x134x54mm
4	CIT2013	tray, 3 compartimenten	205x130x30mm
5	CIT2718	tray, 4 compartimenten	270x180x41mm
6	CIT2215	tray, 4 compartimenten	220x150x24mm
7	ITL181	deksel	bij CIT1814
8	ITL281	deksel	bij CIT2718

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# CSA Benodigheden

## Warwick siliconenmatten / labels

# 300

## Warwick

*Autoclaveerbare siliconenmatten voor instrumenten tijdens was, sterilisatie en vervoer*

- ✓ plooibaar stootkussen met perforaties voor maximum waterpenetratie en stoomomloop,
- ✓ lange noppen voor het plaatsen van instrumenten

### Kunststof Labels

- ✓ autoclaveerbaar
- ✓ ruimte voor streepjescode of etiket
- ✓ RFID



nr.	Artikelnr.	Code	Afmeting
1	SP2313	siliconenmat voor IT/MIT2715	230x130mm
2	SP2823	siliconenmat voor IT/MIT/PIT3025	280x230mm
3	SP2719	siliconenmat voor ½IT/MIT/PIT4030	270x190mm
4	SP4622	siliconenmat voor ½ DINT4825	230x220mm
5	SP1523	siliconenmat voor DIN tray klein	230x150mm
6	SP2524	siliconenmat voor DIN tray medium	250x240mm
7	SP4825	siliconenmat voor DIN tray groot	480x250mm
8	SR10	siliconenrol	230x1000mm
9	TAG-010	wit	106,5x56mm
	TAG-015	geel	106,5x56mm
	TAG-020	blauw	106,5x56mm
	TAG-025	oranje	106,5x56mm
	TAG-030	rood	106,5x56mm
	TAG-050	groen	106,5x56mm
	TAG-055	grijs	106,5x56mm
	TAG-060	lavendel	106,5x56mm
	TAG-065	creme	106,5x56mm
	TAG-070	zwart	106,5x56mm

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# 300

## CSA Benodigdheden

### Warwick medische boxen

#### Warwick

*Desinfectie voor  
ontsmetting en  
handsterilisatie van  
instrumenten en  
materiaal*

✓ voor intensief  
gebruik

IBX2718 & IBXN290 is  
*autoclaveerbaar*  
polypropyleen.

MB2318 is  
niet *autoclaveerbaar* ABS  
plastic, maximum  
temperatuur 90°C.



nr.	Artikelnr.	Code	Afmeting
1	DSSW1000	box met zeef en schanierende deksel	1 ltr - 260x130x65mm
2	DSS2711	tank met zeef en schanierende deksel	3 ltr - 257x180x128mm
3	DSSV2711	tank met zeef en geluchte deksel	3 ltr - 257x180x128mm
4	DSS4215	tank met zeef, deksel en uitlekbak	4 ltr - 426x156x138mm
5	DSS8515	tank met zeef, deksel en uitlekbak	12 ltr - 890x200x145mm
	DSS8515TP	2 tanks met 1 zeef, 2 deksels en 1 uitlekbak	12 ltr - 890x200x145mm
6	IBX2718	instrumentbox blauw met standaard deksel	257x180x128mm
7	IBXV2718	instrumentbox blauw met sleufdeksel	257x180x128mm
8	IBXN290	natuur instrumentbox met deksel	300x224x140mm
9	MB2318	transportbox oranje met schanierende deksel en handvat	230x170x200mm
10	MB2318G	transportbox groen met schanierende deksel en handvat	230x170x200mm

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# CSA Benodigheden

## Warwick sterilisatietrays

# 300



nr.	Artikelnr.	Code	Afmeting
1	GP40	kom, 35ml	40x30mm
2	GP60	kom, 95ml	60x40mm
3	GP80	kom, 280ml	80x60mm
4	LB100	kom, 280ml	100x45mm
5	LB150	kom, 900ml	150x70mm
6	LB200	kom, 2ltr	200x90mm
7	LB250	kom, 3ltr	250x105mm
8	WB3112	waskom blauw, 3ltr	310x105mm
9	WBN3112	waskom transparant, 3ltr	310x105mm
10	WB3513	waskom blauw, 5ltr	350x120mm
11	WBN3513	waskom transparant, 5ltr	350x120mm



nr.	Artikelnr.	Code
1	KD150	nierbekken, 300ml
2	KD200	nierbekken, 500ml
3	KD250	nierbekken, 750ml
	KDY250	nierbekken, 750ml geel (niet afgebeeld)
4	KD300	nierbekken, 1500ml
5	JG500	Warmtebestendige kan, transparant, 500ml
6	JG1000	Warmtebestendige kan, transparant, 1000ml
7	JG2000	Warmtebestendige kan, transparant, 2000ml

## Warwick

*Autoclaveerbare  
kommen en  
waskommen*

## Warwick

*Autoclaveerbare  
nierbekkens en kannen*

- ✓ versterkt ontwerp voor veilige grip

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# 300

## CSA Benodigheden

### Diversen



#### RVS Nierbekken

121001	Nierbekken RVS 17cm
121003	Nierbekken RVS 25cm



#### RVS Kommen

362001	Kom RVS - 0,1 liter
362002	Kom RVS - 0,2 liter
362003	Kom RVS - 0,3 liter
430002	Kom RVS - 0,35 liter
362004	Kom RVS - 0,4 liter
362005	Kom RVS - 0,5 liter (hoog)
362007	Kom RVS - 0,75 liter

#### Instrumententape L=3tmr B=6mm (geschikt voor sterilisatie en autoclaaf)



#### artikelnr. omschrijving

549910	Rol instrumententape, wit
549912	Rol instrumententape, rood
549913	Rol instrumententape, blauw
549915	Rol instrumententape, zwart
549914	Rol instrumententape, groen
549916	Rol instrumententape, oranje
549917	Rol instrumententape, bruin
549911	Rol instrumententape, geel
549909	Instrumententape 8 rollen assortiment



#### MX100 Etsapparaat, compleet

Voor het etsen van o.a. instrumenten en instrumentennetten en vele andere toepassingen, compleet met handstempel en werktableau.

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl

# CSA Benodigheden

## Selecta reinigingspistool

# 300



Het ideale werktuig voor het reinigen van laboratorium glaswerk, pipetten, spuitten, katheters, endoscopen, cytoscopen, canules en andere instrumenten.



Spoelen, zuigen en drogen voor verschillende toepassingen is dankzij het assortiment van 8 hulpstukken en het bijgeleverde opslagrek binnen handbereik.



Het Selecta spuitpistool gebruikt water of perslucht waardoor het reinigingsproces snel, efficiënt en kostenbesparend is.


**meekers medical**


Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
[www.meekersmedical.nl](http://www.meekersmedical.nl)  
[info@meekersmedical.nl](mailto:info@meekersmedical.nl)


# 300


## CSA Benodigheden


### Kunststof slangverbinders


	Art.nr.	ø inwendig	ø uitwendig
	MX-175-040	3 mm	4 mm
	MX-175-070	5 mm	7 mm
	MX-175-100	8 mm	10 mm
	MX-175-050	5 mm	
	MX-175-200	4,5 mm	konisch

	Art.nr.	ø inwendig	ø uitwendig
	MX-165-407	3/5 mm	4/7 mm
	MX-165-410	3/8 mm	4/10 mm
	MX-165-710	5/8 mm	7/10 mm
	MX-165-810	2,5/6,5 mm	4/8 mm

 T-model	Art.nr.	ø inwendig	ø uitwendig
	MX-195-050	2 mm	5 mm
	MX-195-070	4 mm	7 mm
	MX-195-090	6 mm	9 mm
	MX-195-110	9 mm	11 mm
	MX-195-130	5 mm	konisch

	Art.nr.	ø inwendig	ø uitwendig
	MX-175-060	5 mm	6 mm
	MX-175-075	6,5 mm	7,5 mm
	MX-175-095	8 mm	9,5 mm
	MX-175-140	10,5 mm	14 mm
	MX-175-190	17 mm	19 mm
	MX-175-000	5 mm	(5 in 1)

	Art.nr.	ø inwendig	ø uitwendig
	MX-165-152	10/14 mm	15/20 mm

 Y-model	Art.nr.	ø inwendig	ø uitwendig
	MX-185-050	2 mm	5 mm
	MX-185-060	4 mm	6 mm
	MX-185-070	4 mm	7 mm
	MX-185-100	7 mm	10 mm
	MX-185-130	9 mm	13 mm
	MX-185-190	15 mm	19 mm
	MX-185-260	21 mm	26 mm

**meekers medical**

Middenwetering 17  
3543 AR Utrecht  
T +31 (0)30-2612083  
F +31 (0)30-2628915  
www.meekersmedical.nl  
info@meekersmedical.nl