

Gewichtscntrole



Omron HBF-306

Lichaamsvetmeter voor een nauwkeurige* bepaling van het percentage lichaamsvet (in procenten van het lichaamsgewicht).

Met geheugen voor de persoonlijke gegevens van negen personen. Berekent tevens de Body Mass Index (BMI).

**Gebaseerd op een studie van dr. P. Deurenberg; Universiteit Wageningen*

Omron HJ-109

Een stappenteller is uw coach bij het afvallen of het verbeteren van uw conditie. Deze mechanische uitvoering telt het aantal afgelegde stappen en berekent de afgelegde afstand. Geeft tevens een indicatie van het calorieverbruik en de hoeveelheid verbrand lichaamsvet. Aerobic mode stimuleert tot extra bewegen! De resultaten van de afgelopen zeven dagen worden in het geheugen opgeslagen. Wordt gedragen aan de broekband.



Omron HJ-113

Stijlvolle elektronische stappenteller uitgerust met een unieke bewegingssensor. Wordt gedragen in broek- of borstzak of om de hals. Aerobic mode stimuleert tot extra bewegen! Met geheugen voor de resultaten van de laatste zeven dagen. Telt stappen en berekent de afgelegde afstand. Geeft tevens een indicatie van het calorieverbruik en de hoeveelheid verbrand lichaamsvet.



Lichaamstemperatuur



Omron MT-16B1

Koortsthermometer O-Temp II. Elegante, transparante thermometer met pieptoon. Met geheugen voor laatste meting. Waterdichte uitvoering in robuuste huls.



Omron MC-205

De flexibele tip van deze 'FlexTemp' maakt temperatuur meten extra veilig. Ideaal voor gebruik bij kinderen of onrustige personen. Waterdichte uitvoering. Met pieptoon en geheugen voor de laatste meting.



Omron MC-510-E2

Met de 'Gentle Temp' oorthermometer kan de lichaamstemperatuur binnen enkele seconden worden afgelezen. Zeer compacte uitvoering. Wordt geleverd in hardbox en met 11 beschermende hoesjes voor de infrarood sensor. [Sets van 20 losse hoesjes zijn na te bestellen.](#)



Bloeddrukmeters • Thermometers • Vernevelaars
Lichaamsvetmeters • TENS apparatuur • Stappentellers

Uw Omron specialist:

OMRON



Digitale precisie

voor particulier en professioneel gebruik

A Good Sense of Health





‘Omron bloeddrukmeters zijn zeer betrouwbaar en eenvoudig te bedienen’



Omron bloeddrukmeters zijn klinisch gevalideerd. Dat betekent dat de betrouwbaarheid door onafhankelijke wetenschappers is aangetoond aan de hand van internationaal erkende protocollen. Sinds 2002 is dit het International Protocol; daarvoor werd het AAMI* of het BHS** protocol gebruikt.

* American Association of Medical Instrumentation

** British Hypertension Society



Bloeddruk varieert de gehele dag door.

’s Morgens bij het ontwaken is bij veel mensen een duidelijke stijging waarneembaar (‘ochtend piek’). Studies hebben de samenhang aangetoond tussen deze piek en het aantal infarcten en beroerten dat ’s morgens plaatsvindt. Om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde bloeddruk is het dus verstandig om - periodiek - 3 metingen per dag te doen: na het ontwaken, ’s middags en ’s avonds.



In de meeste bloeddrukmeters van Omron wordt gebruik gemaakt van IntelliSense techniek. Kort gezegd komt het hier op neer dat tijdens het oppompen de globale bovendruk wordt gedetecteerd waarna de meter zich instelt op de juiste oppompdruk en vervolgens de meting uitvoert. Zo bent u ervan overtuigd dat altijd tot de juiste hoogte wordt opgepompt waardoor hinderlijke knelling door een (te) strak opgepompt manchet tot een minimum wordt beperkt en de meting niet onnodig lang duurt.

Bloeddruk	Laag	Normaal	Licht verhoogd	Matig verhoogd	Ernstig verhoogd
Systolisch	< 100	100 - 140	140 - 160	160 - 180	> 180
Diastolisch	< 60	60 - 90	90 - 100	100 - 110	> 110

Bloeddrukmeters bovenarm



- Volautomatische bloeddrukmeter voor meting aan de bovenarm
- IntelliSense technologie
- Eenvoudige bediening met één knop
- Standaard manchet (extra klein of groot manchet zijn optioneel)
- Aansluitmogelijkheid voor lichtnetadapter (optioneel)
- Klinisch gevalideerd (International Protocol)
- Incl. batterijen (voor 1500 metingen)
- Handige opbergentas

Omron M-6

Dit model voor gebruik thuis en in de spreekkamer heeft een groot display voor een makkelijke aflezing. In het geheugen is ruimte voor 90 metingen incl. datum en tijd. Van de laatste drie metingen wordt het gemiddelde getoond. Dit model geeft eveneens aan of er sprake is van beweging tijdens de meting of van een onregelmatige hartslag die de meting zouden kunnen beïnvloeden.



- Volautomatische bloeddrukmeter voor meting aan de bovenarm
- IntelliSense technologie
- Voorgevormd twee-maten-manchet
- Aansluitmogelijkheid voor lichtnetadapter (optioneel)
- Klinisch gevalideerd (International Protocol)
- In stevige kunststof hardbox

Omron M-7

De bloeddrukmeter met de snelste meting en een maximum aan comfort. Het voorgevormde manchet kan in één beweging worden omgelegd en past om zowel de normale als de forse bovenarm. Ideaal bij gebruik door meerdere personen. Met geheugen voor 90 metingen incl. datum en tijd en weergave van het gemiddelde van de laatste drie metingen.

Bloeddrukmeters pols



- Volautomatische bloeddrukmeter voor meting aan de pols
- APS Automatische Positie Sensor
- IntelliSense technologie
- Eenvoudige bediening met één knop
- Klinisch gevalideerd (International Protocol)
- Handige opbergcassette

Omron R-6

Deze polsmeter is voorzien van het APS systeem (Automatische Positie Sensor). Hierbij start de meting automatisch wanneer de meter op harthoogte wordt gehouden. In het geheugen kunnen 90 metingen worden bewaard incl. datum en tijd. Van de laatste drie metingen wordt het gemiddelde getoond. Dit model geeft eveneens aan of er sprake is van een onregelmatige hartslag die de meting zou kunnen beïnvloeden.



- Volautomatische bloeddrukmeter voor meting aan de pols
- APS Automatische Positie Sensor
- IntelliSense technologie
- Klinisch gevalideerd (International Protocol)
- Handige opbergcassette

Omron R-7

Polsbloeddrukmeter met aansluitmogelijkheid voor PC-link (optionele USB-kabel en CD) en los verkrijgbare printunit. Voorzien van Automatische Positie Sensor. Met geheugen voor 90 metingen incl. datum en tijd. Grafische weergave mogelijk.