

meekers medical



Specialist in chirurgisch instrumentarium



Productgroep 116

Productgroep | Gipskamer
116 | Scharen



Schaar SMITH	
HB1972	18,0 cm
HB1973	20,0 cm
HB1974	23,0 cm



Schaar LORENZ	
HB 1975	23,0 cm



Schaar KNOWLES 14,5cm	
HB 1976	recht
HB 1976G	gebogen



Schaar LISTER	
HB 1977	9,0 cm
HB 1978	11,0 cm
HB 1979	14,0 cm
HB 1979-16	16,0 cm
HB 1980	18,0 cm
HB 1981	20,0 cm



Schaar ESMARCH	
HB 1982	20,0 cm
HB 1983	23,0 cm



Schaar BRUNS 24,0 cm	
HB 1984	glad
HB 1985	gekarteld



Schaar BERGMANN	
HB 1988	23,0 cm



Schaar Excentric	
HB 1989-16	16,0 cm
HB 1989-19	19,0 cm
Synthetisch gips:	
HB 1989-16C	16,0 cm
HB 1989-19C	19,0 cm



Schaar LISTER	
HB 1986S	18,0 cm
HB 1987S	15,0 cm

Gipsschaar Baby BRUNS 18,5 cm



902000
18,5 cm glad
ergonomisch
met veermechaniek

902002
18,5 cm glad
HM snijvlak
ergonomisch
met veermechaniek



902001
18,5 cm getand
ergonomisch
met veermechaniek

902003
18,5 cm getand
HM snijvlak
ergonomisch
met veermechaniek



Gipsschaar HEBU 19,0 cm



HB 1992
19,0 cm scherp
standaard

HB 1991
19,0 cm stomp
standaard



HB 1992-01C
19,0 cm scherp
ergonomisch

HB 1991-01C
19,0 cm stomp
ergonomisch



HB 1992-TC 19,0 cm
scherp
HM snijvlak

HB 1991-TC
19,0 cm stomp
HM snijvlak




HB 1992-01TC
19,0 cm scherp
HM snijvlak
ergonomisch

HB 1991-01TC
HM snijvlak
19,0 cm stomp
ergonomisch



Productgroep | Gipskamer
116 | Gipsscharen



Gipsschaar HEBU
ergonomisch design

HB 1994C 23,0 cm

HB1994TC 23,0 cm HM



Gipsschaar MICK male

48-010-17M 17,5 cm



Gipsschaar MICK female

48-010-17F 17,5 cm



Gipsschaar SEUTIN

HB 1990 23,0 cm

Synthetisch gips:


HB 1990C 23,0 cm



Gipsschaar HEBU


Universeel

HB 1993 22,0 cm



Gipsschaar STILLE

HB 1995 24,0 cm



Gipsschaar Stille versterkt

HB 1996 23,0 cm

HB 1997 26,0 cm

HB 1998 37,0 cm



Gipsschaar Stille klein model

48-033-20 20 cm



Gipszaag ENGEL

HB 2028



Gipsmes REINER

HB 2022 18,0 cm



Gipsmes HOPKINS

HB 2024 20,0 cm



Gipsmes ESMARCH

HB 2021 18,0 cm



Gipsbuigtang WOLFF

HB 2032 18,0 cm

HB 2033 24,0 cm



Gipsspreider HENNING

HB 2034 28,0 cm



Gipsspreider HENNING

HB 2034 28,0 cm



Gipsspreider USA-Model

HB 2037 23,0 cm

Productgroep | Gipskamer
116 | Oscillozagen



Oscillozaag GOLD plus

HB 8894 compleet met:
- zaagblad 50mm
- zaagblad 65mm
- 2 steekleutels



Motorkoeling door circulatie



Instelbare snelheid



Ergonomische schakelaar



Zaagbladen eenvoudig om te wisselen



Oscillozaag GOLD plus ACCU

HB 8874 compleet met:
- zaagblad 50mm
- zaagblad 65mm
- 2 steekleutels
- oplaadbare accu



Zaagbladen eenvoudig om te wisselen



Ergonomische schakelaar



Oplaadbare accu eenvoudig om te wisselen



Oscillozaag TITANIUM plus

HB 8884 compleet met:
- zaagblad 50mm
- zaagblad 65mm



Motorkoeling door circulatie



Zaagbladen eenvoudig om te wisselen

Hoogwaardige kogellagers voor optimale precisie

High Quality aandrijftechnologie



Oscillozaag TITANIUM ACCU

- HB 8885 compleet met:
- segment zaagblad 50mm
 - diepzaagblad 65 mm
 - oplaadbare accu

Oscillozaag ECO II

- HB 8880 compleet met:
- zaagblad 65mm
 - zaagblad 65mm
 - inbussleutel

Oscillozaag ECO ACCU

- HB 8870 compleet met:
- segment zaagblad 65mm
 - diepzaagblad 65 mm
 - inbussleutel
 - oplaadbare accu



Motorcooling door circulatie



Zaagbladen eenvoudig om te wisselen

Hoogwaardige kogellagers voor optimale precisie

High Quality aandrijftechnologie



Schuine zaagkop



Accu eenvoudig om te wisselen



Snelheidsregelaar



Schuine zaagkop






Accu eenvoudig om te wisselen



Snelheidsregelaar

Productgroep | Gipskamer
116 | Oscillozagen accessoires

Zaagbladen	
	HB 8897-01 Ø 44mm - voor gips
	HB 8897-02 Ø 44mm - met coating, voor synthetisch verband
	HB 8895-01 Ø 50mm - voor gips
	HB 8895-02 Ø 50mm - met coating, synthetisch verband
	HB 8896-01 Ø 65mm - voor gips
	HB 8896-02 Ø 65mm - met coating, synthetisch verband
	HB 8898-01 Ø 80mm - voor gips
	HB 8898-02 Ø 80mm - met coating, synthetisch verband
	HB 8895-04 Ø 50mm - 'non stick'
	HB 8896-04 Ø 65mm - 'non stick'
	HB 8895-03 Ø 50mm - titanium
	HB 8896-03 Ø 65mm - titanium
	HB 8892-01 gipszaag
	HB 8892-02 met coating
	HB 8890-01 gipszaag
	HB 8890-02 met coating
	HB 8893-01 gipszaag
	HB 8893-02 met coating
	HB 8878 Schroef voor GOLD en TITANIUM oscillo-zagen

Accessoires & onderdelen	
	E 8894-01 Steeksleutel
	E 8894-02 Bevestigingsschroef zaagblad
	Fixatiering E8894-03
	E 8880-01 Inbussleutel nr. 5
	E 8880-02 Klemschroef zaagblad



Koffer kunststof met inzet	
HB 8899-01	geschikt voor HB 8884, HB 8884 en HB 8891
HB 8899-03	geschikt voor HB 8880
HB 8899-02	geschikt voor HB 8871, HB 8874 en HB 8885
HB 8899-04	geschikt voor HB 8870

Accu's	
	HB 8875 Accu NiCd 800mAh (15 min)
	HB 8876 Accu NiMn 1700 mAh (30 min)
	HB 8879 Snellader



Stofzuiger voor GOLD en TITANIUM oscillozaag

HB 8888-01 compleet met:
- oscillozaag HB 8884
- stofzuiger
- slang en gereedschap
- stofverwijder-unit
- excl. ophanging (HB 8883)



Stofzuiger voor ECOII oscillozaag

HB 8888-02 compleet met:
- oscillozaag HB 8880
- stofzuiger
- slang en gereedschap
- stofverwijder-unit
- excl. ophanging (HB 8883)



Stofzuiger zonder toebehoren

HB 8881 1.380 Watt bij een luchtafzuiging van 57l/min. Vacuüm 235 mbar



HANDGREEP traploos in hoogte verstelbaar

HB 8883-01 Geschikt voor GOLD en TITANIUM

HB 8883-02 Geschikt voor ECO II




Stofverwijder unit



Papieren filterzakken



Flexibele en robuuste slang met bajonet-sluiting



Eco-filter voor droog en vochtige afzuiging

Accessoires & onderdelen stofzuiger

	E 8888-01	Inbussleutel met T-greep 11mm
	E 8888-02	Dichtingsring voor bajonet-sluiting
	E 8888-03	Houder voor kabel
	HB 8886-01	Papierfilter 5stuks
	HB 8886-04	Vliesfilter 5 stuks
	HB 8887-03	Eco vliesfilter
	HB 8887-04	Eco Vliesfilter HEPA
	HB 8887-05	Filterkorf
	HB8887-06	Motor beschermingsfilter
	HB 8883-05	Magnetische legplaat voor zaagbladen en werktuig

Productgroep | Gipskamer
116 | Vingerspalken




Vingerspalk wit

3000100	Gr. 1
3000200	Gr. 2
3000300	Gr. 3
3000400	Gr. 4
3000500	Gr. 5
3000600	Gr. 6
3000670	Gr. 7



Vingerspalk huidkleurig

3000110	Gr. 1
3000210	Gr. 2
3000310	Gr. 3
3000410	Gr. 4
3000510	Gr. 5
3000610	Gr. 6
3000671	Gr. 7



Vingerspalk huidkleurig top-loos

3000911	Gr. 1
3000912	Gr. 2
3000913	Gr. 3
3000914	Gr. 4
3000915	Gr. 5
3000916	Gr. 6
3000671	Gr. 7



Vingerspalk huidkl. gevoerd

3000111	Gr. 1
3000211	Gr. 2
3000311	Gr. 3
3000411	Gr. 4
3000511	Gr. 5
3000611	Gr. 6
3000673	Gr. 7



Vingerspalk huidkl. gespleten

3000112	Gr. 1
3000212	Gr. 2
3000312	Gr. 3
3000412	Gr. 4
3000512	Gr. 5
3000612	Gr. 6
3000675	Gr. 7



Vinger extensiehulzen (chinese vingers)

2781000	complete set
2781001	Gr. 1
2781002	Gr. 2
2781003	Gr. 3
2781004	Gr. 4
2781005	Gr. 5
2781006	Gr. 6



Etui voor vingerspalken

3000701	Etui leeg
3000700	Etui incl. 4 sets vingerspalken wit Gr. 1-6
3000700	Etui incl. 4 sets vingerspalken huidkl. Gr. 1-6



Fix-spalken

Art.nr.	Afmeting	Art.nr.	Afmeting
24700.00	15x3 cm	24700.18	30x9 cm
24700.01	20x3 cm	24700.19	40x9 cm
24700.02	25x3 cm	24700.20	50x9 cm
24700.03	30x3 cm	24700.21	60x9 cm
24700.04	40x3 cm	24700.22	70x9 cm
24700.05	15x5 cm	24700.23	80x9 cm
24700.06	20x5 cm	24700.24	90x9 cm
24700.07	25x5 cm	24700.25	100x9 cm
24700.08	30x5 cm	24700.26	40x11 cm
24700.09	40x5 cm	24700.27	50x11 cm
24700.10	50x5 cm	24700.28	60x11 cm
24700.11	60x5 cm	24700.29	70x11 cm
24700.12	30x7 cm	24700.30	80x11 cm
24700.13	40x7 cm	24700.31	90x11 cm
24700.14	50x7 cm	24700.32	100x11 cm
24700.15	60x7 cm	24700.33	120x11 cm
24700.16	70x7 cm	24700.34	140x11 cm
24700.17	80x7 cm		



Gipsbankje

1892000 Gipsbankje ter ondersteuning van het been tijdens gipsen



Gipsbankje

1890100 Gipsbankje met hardschuim rol, afwasbaar



Opstapje

3005300 Verchroomd opstapje met anti-slip tredes



© 2018 Meekers Medical BV | Middenwetering 17 | 3543 AR Utrecht
Telefoon: (+31) 030 - 261 20 83 | www.meekersmedical.nl | info@meekersmedical.nl