

meekers **medical**



Specialist in chirurgisch instrumentarium





M-Line™ Instrumentennetten

RVS instrumentennetten met vlakke bodem, geperforeerde zijwanden en valgrepen. Glad elektrolytisch gepolijst. Verkrijgbaar in vrijwel alle afmetingen. Standaard maten uit voorraad leverbaar.

M-line™ producten voldoen aan alle kwaliteitsnormeringen ISO 9001:2015, ISO 13485:2003, CE. Speciale maten op aanvraag leverbaar.



Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H		Artikelcode
240	x	150	x	60		met valgrepen CIL254999
240	x	250	x	60	½DIN	met valgrepen CIL254701
240	x	250	x	100	½DIN	met valgrepen CIL254798
240	x	300	x	60	½ISO	met valgrepen CIL254709
250	x	120	x	60		met valgrepen CIL254702-1
480	x	125	x	60		met valgrepen CIL254769
480	x	250	x	60	DIN	met valgrepen CIL254700
480	x	250	x	80	DIN	met valgrepen CIL255146
480	x	250	x	100	DIN	met valgrepen CIL254730
480	x	250	x	125		met valgrepen CIL254758
480	x	250	x	145	DIN	met valgrepen CIL254746
480	x	300	x	60	ISO	met valgrepen CIL254708
480	x	300	x	100	ISO	met valgrepen CIL254822



Productgroep | Instrumentennetten, cassettes en draadmanden
200 | Dekfels en hanginzetten

m-line 





M-Line™ deksel

RVS deksel, afneembaar met draaislot t.b.v. instrumentennet. Uit voorraad leverbaar.

Afmetingen in mm (lengte x breedte):

L	x	B		Artikelcode
240	x	250	½DIN	CIL2002020
480	x	250	DIN	CIL2006020
480	x	300	ISO	CIL254696



M-Line™ Hanginzet

RVS hanginzet in 2 hoogtes. Uit voorraad leverbaar.

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H		Artikelcode
226	x	258	x	30	½DIN	CIL254919
226	x	258	x	45	½DIN	CIL254913
431	x	258	x	30	DIN	CIL254920
431	x	258	x	45	DIN	CIL254912



M-Line™ Instrumentennetten met lage wanden

RVS draadcassettes met lage wanden en afneembare deksels. Uitermate geschikt voor het fixeren van oogheelkundig en KNO instrumentarium. Elektrolytisch gepolijst, fijnmazige wanden en RVS sluitmechanisme.


M-line™ producten voldoen aan alle kwaliteitsnormeringen ISO 9001:2015, ISO 13485:2003, CE. Uit voorraad leverbaar.

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Artikelcode	Deksel
240	x	250	x	40	CIL255153	CIL2002020
250	x	120	x	30	CIL254702-3	CIL254692
360	x	250	x	40	CIL255152	CIL255162
480	x	250	x	40	CIL255151	CIL2006020

Productgroep | Instrumentennetten, cassettes en draadmanden
200 | Draadcassettes

m-line 





M-Line™ Draadcassette met deksel

RVS draadcassettes met vaste deksel ten behoeve van klein instrumentarium. Maaswijdte 3 mm, elektrolytisch gepolijst in een groot aantal afmetingen. Uit voorraad leverbaar.

M-line™ producten voldoen aan alle kwaliteitsnormeringen ISO 9001:2015, ISO 13485:2003, CE. Speciale maten op aanvraag leverbaar.

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Artikelcode
80	x	40	x	30	CIL0416
80	x	80	x	34	CIL0406
150	x	50	x	35	CIL0418
150	x	150	x	50	CIL0415
200	x	100	x	35	CIL0417
220	x	140	x	50	CIL0421
235	x	80	x	30	CIL0408
240	x	120	x	35	CIL0419
275	x	175	x	35	CIL0403
300	x	200	x	70	CIL0420






M-Line™ Draadcassette met veerdeksel

RVS draadcassette met afneembaar veerdeksel.
RVS sluitmechanisme, elektrolytisch gepolijst en uit
voorraad leverbaar.

Afmetingen in mm:


L	x	B	x	H	Artikelcode
250	x	220	x	40	CIL25022040



Siliconen noppenmat
standaard

Afmetingen in mm:


L	x	B	Artikelcode
500	x	320	602045



Siliconen noppenmat
open

Afmetingen in mm:

L	x	B	Artikelcode
500	x	320	602040




Siliconen noppenmat
extra zacht

Afmetingen in mm:

L	x	B	Artikelcode
524	x	240	05-3314

Productgroep | Instrumentennetten, cassettes en draadmanden
200 | Instrumentenbakjes



Cassettes met noppenmat

Afmetingen in mm:


L	x	B	x	H	Artikelcode
267	x	159	x	16	1-7100 (kliksluiting)
267	x	159	x	35	1-7110 (kliksluiting)
190	x	100	x	20	1-4800
180	x	73	x	18	1-3700
181	x	49	x	18,5	1-2700
148	x	64	x	18	1-3600



Cassette met siliconenstrips

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Artikelcode
181	x	49	x	18,5	1-2710




Instrumentenbakje fijnmazig

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Artikelcode
70	x	60	x	30	79.181.701
140	x	60	x	30	79.181.704
220	x	60	x	30	79.181.703

m-line 




M-Line™ Optiekkorven

RVS endoscopie-korven met afneembare deksel. RVS sluitmechanisme, elektrolytisch gepolijst en verkrijgbaar in diverse maten. Uit voorraad leverbaar.


Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Artikelcode
180	x	80	x	52	CIL2729
290	x	80	x	52	CIL2728
310	x	150	x	77	CIL011013077
460	x	80	x	52	CIL2727
640	x	150	x	77	CIL011001077 custom made *



CIL011001077 *

Productgroep | Instrumentennetten, cassettes en draadmanden
200 | Spoelnetten



Spoelnetten voor alle soorten handstukken

- **Variabele Aansluitingen**
Geschikt te maken voor iedere wasmachineaansluiting; met optionele afsluitdoppen.
- **Beschermd tegen waterdruk**
Handstukken zijn gefixeerd en geblokkeerd door siliconen fixatiestrips ter bescherming tegen de waterdruk.
- **Custom made**
Spoelnet **geheel naar eigen wens** in te delen. Dus geschikt voor alle merken en types handstukken en iedere maat instrumentennet.






M-Line™ Sterilisatiemand dubbele bovenrand

Dubbele bovenrand - Stapelbaar/Nestelbaar
RVS, elektrolytisch gepolijst

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Draaddikte	Artikelcode
600	x	400	x	100	Ø 3,5 en 5 mm	CIL006100100
600	x	400	x	130	Ø 3,5 en 5 mm	CIL604013
600	x	400	x	150	Ø 3,5 en 5 mm	CIL006103150




M-Line™ Sterilisatiemand enkele bovenrand

Enkele bovenrand - Stapelbaar/Nestelbaar RVS,
elektrolytisch gepolijst

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Draaddikte	Artikelcode
600	x	400	x	100	Ø 4 en 6 mm	CIL007001100
600	x	400	x	130	Ø 4 en 6 mm	CIL007001130
600	x	400	x	150	Ø 4 en 6 mm	CIL007001150




M-Line™ Sterilisatiemand met vouwgrepen

Dubbele bovenrand RVS, elektrolytisch gepolijst

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Draaddikte	Artikelcode
600	x	300	x	138	Ø 3,5 en 5 mm	CIL006003138





M-Line™ Sterilisatiemand met klappgrepen

Dubbele bovenrand - Stapelbaar/Nestelbaar
RVS, elektrolytisch gepolijst, met etikethouder

Afmetingen in mm:


L	x	B	x	H	Draaddikte	Artikelcode
600	x	400	x	100		CIL6040100



RVS Draadplateau

Afmetingen in mm:

L	x	B	Artikelcode
600	x	400	CIL6040



RVS Draadplateau rand

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Artikelcode
600	x	400	x	44	CIL604044




Siliconen bodemsteun

Afmetingen in mm:

L	x	B	x	H	Artikelcode
60	x	47	x	7	790447

Productgroep 200 | Instrumentennetten, cassettes en draadmanden
Afdeknetten




Afdeknetten metalen frame

Metalen frame, gerilsaneerd, gespannen met kunststof net

Afmetingen in mm:

L	x	B			Artikelcode
456	x	216	t.b.v. hele DIN	Afdeknet A2	254622
206	x	206	t.b.v. ½DIN	Afdeknet A3	254633



Afdeknet RVS

Afmetingen in mm:

L	x	B	Artikelcode
445	x	230	08847



08446



08845

Afdeknetten Silicone

L	x	B	L	X	B	Omschrijving	Artikelcode
235	x	210	215	x	190	Siliconen, blauw, starre rand	08845
235	x	210	215	x	190	Siliconen, blauw, flexibele rand	08446
445	x	230	425	x	210	Siliconen, blauw, starre rand	08882
430	x	230	415	x	210	Siliconen, blauw, flexibele rand	08881

RVS tekstplaatje zonder gat



Afmetingen in mm:

L	x	B		Artikelcode
80	x	30	RVS tekstplaatje, geen gat	790525
90	x	30	RVS tekstplaatje, geen gat	790526

RVS tekstplaatje met gat



Afmetingen in mm:

L	x	B		Artikelcode
90	x	30	RVS tekstplaatje, 1 gat	790524
70	x	40	RVS tekstplaatje, 1 gat	790527

RVS tekstplaatje met gat



Afmetingen in mm:

L	x	B		Artikelcode
70	x	40	RVS tekstplaatje, 1 gat	790528
100	x	50	RVS tekstplaatje, 1 gat	790531

RVS tekstplaatje 2 pins



Afmetingen in mm:

L	x	B		Artikelcode
30	x	26	RVS tekstplaatje, 2 pins	790516
61	x	26	RVS tekstplaatje, 2 pins	790518

RVS tekstplaatje 4 pins



Afmetingen in mm:

L	x	B		Artikelcode
81	x	30	RVS tekstplaatje, 4 pins	790522
81	x	30	RVS tekstplaatje, 4 pins	790522





RVS tekstplaatje 4 pins



Afmetingen in mm:

L	x	B		Artikelcode
200	x	40	RVS tekstplaatje, 4 pins	790523

Label Accessoires

	Artikelcode
 RVS simplexhaak, los, 40mm.	602027
 RVS karabijnhaak, los, 70mm-snap	602019
 RVS veerring (18mm) t.b.v. plaatje	602029
 RVS veerring (23mm) t.b.v. plaatje	602025



Klemplaatje, per 25

Afmetingen in mm:

L	x	B	Artikelcode
75	x	30	01590

Productgroep | Instrumentennetten, cassettes en draadmanden
200 | Kleurenlabels




PolyPropyleen labels PPO
materiaal: polypropyleen (PP)
laser markeerbaar: nee
hittebestendig: tot 134 ° C
hoeveelheid per verpakking: 100 stuks



Kunststof labels PTL
materiaal: kunststof
lasermarkeerbaar: ja (txt en barcode)
hittebestendig: tot 134 ° C
hoeveelheid per verpakking: 100 stuks



Kunststof labels met gaten PTL
materiaal: kunststof
lasermarkeerbaar: ja (txt en barcode)
hittebestendig: tot 134 ° C
hoeveelheid per verpakking: 100 stuks



Kunststof labels met gaten PTL
materiaal: kunststof
lasermarkeerbaar: ja (txt)
hittebestendig: tot 134 ° C
hoeveelheid per verpakking: 100 stuks

Afmetingen in mm (lengte en hoogte)			
L	x	H	Kleurcodes
90	x	33	01423 Red - 01424 Dark green - 01996 Light green - 01425 Dark blue - 01997 Light blue - 01426 Yellow - 01427 Black - 01428 White - 01429 Brown - 01430 Orange - 01431 Uncoloured
90	x	50	01432 Red - 01433 Dark green - 01998 Light green - 01434 Dark blue - 01999 Light blue - 01435 Yellow - 01436 Black - 01437 White - 01438 Brown - 01439 Orange - 01440 Uncoloured

Afmetingen in mm (lengte en hoogte)			
L	x	H	Kleurcodes
90	x	33	01900 Red - 01972 Coral red - 01901 Green - 01962 Dark blue - 01902 Light blue - 01903 Yellow - 01912 Black - 01904 White - 01905 Orange - 01956 Brown - 01976 Pink - 01977 Lilac
90	x	50	01906 Red - 01973 Coral red - 01907 Green - 01963 Dark blue - 01908 Light blue - 01909 Yellow - 01994 Black - 01910 White - 01911 Orange - 01957 Brown - 01978 Pink - 01979 Lilac
40		20	02227 White - 02228 Red - 02229 Green - 02230 Light blue - 02231 Dark blue - 02232 Yellow

Afmetingen in mm (lengte en hoogte)			
L	x	H	Kleurcodes
90	x	40	4 gaten: 02255 Light red - 02253 Light blue - 02254 White
60	x	40	2 gaten: 01948 White - 01949 Red - 01950 Green - 01969 Dark blue - 01951 Light blue - 01952 Orange - 01953 Black - 01954 Yellow - 01990 Pink - 01991 Lilac - 02278 Brown - 02279 Ochre yellow

Diameter	
∅	Kleurcodes
25	01591 White - 01592 Red - 01593 Green - 01594 Light blue - 01595 Dark blue - 01596 Yellow -

! Meer maten en soorten kleurenlabels leverbaar.
Vraag onze digitale catalogus aan.



Instrumentenfixatie door Meekers Medical

Meekers Medical is specialist in het aanbrengen van fixatiestrips (Siliconen of RVS) in instrumentennetten en cassettes. Onze Minimal Contact methode zorgt voor een optimale reiniging en sterilisatie van de instrumenten. De open manier van fixeren reduceert bovendien het restvocht na autoclaveren, mits een juiste verhouding kunststof/metaal in het net aanwezig is.

De voordelen:



- Berscherming instrumenten tijdens vervoer
- Bescherming instrumenten tijdens reiniging
- Overzichtelijke presentatie in de OK
- In één oogopslag zichtbaar of een instrument ontbreekt of niet
- Track & Traceability
- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

De mogelijkheden:

- Siliconenfixatie (open of gesloten) of RVS fixatie
- Lasermarkeringen, schema's en tekeningen op vrijwel alle materialen
- Instrumenten en onderdelen-rekjes
- Fotolabels en Full-color labels

Uniek is de online applicatie FixatieManager. Met behulp van deze software kunnen chirurgische afdelingen eigen sets beheren, instrumenten labelen en nabestellingen verrichten. FixatieManager is ontwikkeld door Meeker Medical en een gratis service.

Meekers Medical werkt volgens de strengste kwaliteitseisen- en normeringen van NEN-EN-ISO 9001:2015 (TÜV) en CE 93/42/EEG.





© 2018 Meekers Medical BV | Middenwetering 17 | 3543 AR Utrecht
Telefoon: (+31) 030 - 261 20 83 | www.meekersmedical.nl | info@meekersmedical.nl